

1+1= Charisma

Pristatome:

naują **submikron-**
hibridinį Charisma®
kompozitą:

Charisma® OPAL.

Charisma® OPAL – privalumai iš pirmo žvilgsnio


- Paremta ilgalaikę Charisma patirtimi.
- Kompaktiška 14 spalvų sistema, tinkanti kiekvienai situacijai.
- Lengvas spalvų parinkimas su 2-Sluoksnių spalvų raktu, pagamintu iš originalaus kompozito.
- Natūralus fluorescenciškumo ir opalesenciškumo efektas kartu su optimaliu matiškumu skirti natūraliai gražioms restauracijoms.
- Nauji ergonomiški švirktai su lengvu spalvos atpažinimu.

Naujoji Charisma® OPAL.

CHARISMA®

Paprastumas + Praktiškumas = Grožis

Charisma® Opal – tikri, natūralūs atspalviai



Dantų spalva yra nusakoma net tik atspalviu, šviesumu ir intensyvumu. Tai sudėtinga keletu dimensijų, pvz.: skaidrumo, opalescenciškumo ir foresenciškumo, kompozicija. Restauracija atrods natūraliai, jei restauracinė medžiaga atskleis visas spalvos dimensijas.

Charisma Opal natūraliai atkartoja danties spalvą įvertinant ir skaidrumą, ir opalescenciškumą, ir florescenciškumą. Nebėra prasmės gaišti laiką slekiant ypatingos estetikos – visą tai suteikia Charisma Opal!

Natūralių spalvos charakteristikų atkartojimas

Skaidrumas.



Emalio skaidrumas yra didesnis nei dentino. Šių charakteristikų atkartojimui Charisma Opal siūlo matinio dentino ir pusiau skaidrias, universalias emalio spalvas.

Opalescenciškumas.



Kai šviesa patenka į danties emalį, prasideda šviesos žaismas – išsisklaidymas (fiz. difuzija) ir lūžimas (fiz. refrakcija). Tai yra optinis opalescenciškumo efektas. Charisma Opal ypatinga užpildų technologija suteikia šį opalescenciškumo efektą ir trokštamą natūralų vaizdą kiekvienai restauracijai.

Florescenciškumas.



Ultravioletinėje šviesoje, pvz. baruose ar diskotekose, natūralių dantų florescenciškumas pasireiškia ypatingu baltu spindesiu su šiek tiek mėlynu atspalviu. Charisma Opal esantys florescenciniai pigmentai suteikia galimybę sukurti restauracijas, atkartojančias natūralių dantų charakteristikas.



Charisma® Opal – lengvai pasiekiamas grožis

Charisma Opal naujas universalus šviesoje kietėjantis submikronhibridinis kompozitas, pagamintas rentgeno kontrastiško Micro glass® ir aukštos dispersijos silicio dioksido pagrindu, suteikiančiu geresnį chameleono efektą ir ryškų rentgeno kontrastiškumą.

Panaudojimas:

- I-V kasės restauracijos pagal Black'ą
- Dantų formos ir spalvos korekcijos (pvz. šverplių uždarymas)
- Dantų įtvėrimas po traumos ar periodonto ligos.
- Pieninių dantų restauracijoms
- Laikini porcelianinių ir kompozitinių restauracijų pataisymai (kartu su atitinkama pataisų sistema)
- Tiesioginiams veneringams
- Kulties atstatymui



Netinkamas spalvos parinkimas yra viena iš dažniausių priežasčių keisti restauraciją; Charisma Opal rankomis susluoksniuotas 2-jų sluoksnių spalvų raktas yra pagamintas iš originalios medžiagos. Tai padeda išvengti spalvos neatitikimo.

Charisma® Opal – nenuginčijamai puikus vaizdas ir fizinės savybės

Remiantis visame pasaulyje atliktais tyrimais Charisma Opal atitinka visus reikalavimus, keliamus universaliems kompozitams, nes apjungia puikią estetiką, nuostabias poliravimo savybes ir subalansuotas fizinės savybes.

Charisma® Opal – lengvas poliravimas ir puikus spindesys


Charisma Opal paviršius yra mažiausiai (imant vidurkį) grubus iš visų bandytų kompozitų. Tai leidžia pasiekti ypatingą blizgesį poliruojant ir išvengti apnašų kaupimosi.

Charisma® OPAL – privalumai iš pirmo žvilgsnio

Paremta ilgalaikę Charisma patirtimi. Kompaktiška 14 spalvų sistema, tinkanti kiekvienai situacijai. Lengvas spalvų parinkimas su 2-sluoksnių spalvų raktu, pagamintu iš originalaus kompozito.

Natūralus fluorescenciškumo ir opalescenciškumo efektas kartu su optimaliu matiškumu skirti natūraliai gražioms restauracijoms. Nauji ergonomiški švirktai su lengvu spalvos atpažinimu.

Kompozitų poliravimo savybės 4 skirtingomis poliravimo sistemomis.



Šaltinis: Fraunhofer Institut IWM, Freiburg, Vokietija. Nepublikuota. Duomenys saugomi.

Charisma® Opal asortimentas

Charisma Opal/GLUMA Comfort Bond + Desensitizer
Basic Syringe Combi _____ 66038307
A2, A3, A3.5, B2, CO, OD spalvų sukami švirkštai po 4 g;
1 spalvų raktas, maišymo padėkliukas, vaizdinė instrukcija;
1 x 4 ml GLUMA Comfort Bond + Desensitizer
2 x 2.5 ml GLUMA Etch 20 Gel,
Aplikatoriai, adatėlės, maišymo indelis.



Charisma Opal/GLUMA Comfort Bond + Desensitizer
Master Syringe Combi _____ 66038308
A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, CO, OL, OM, OD spalvų sukami švirkštai po 4 g;
1 spalvų raktas, maišymo padėkliukas, vaizdinė instrukcija;
1 x 4 ml GLUMA Comfort Bond + Desensitizer
2 x 2.5 ml GLUMA Etch 20 Gel,
Aplikatoriai, adatėlės, maišymo indelis.



Papildymai:

Charisma Opal švirkštai po 4 g	
Švirkštas – A1	66037689
Švirkštas – A2	66037690
Švirkštas – A3	66037702
Švirkštas – A3.5	66037701
Švirkštas – A4	66037703
Švirkštas – B1	66037704
Švirkštas – B2	66037705
Švirkštas – B3	66037706
Švirkštas – C2	66037688
Švirkštas – BL (angl. <i>Bleach</i> - balinta)	66037686
Švirkštas – OL (angl. <i>Opaque Light</i> – šviesus matinis dentinas)	66037684
Švirkštas – OM (angl. <i>Opaque Medium</i> – vidutinis matinis dentinas)	66037683
Švirkštas – OD (angl. <i>Opaque Dark</i> – tamsus matinis dentinas)	66037685
Švirkštas – CO (angl. <i>Clear Opal</i> – skaidrus opalas)	66037687
Charisma Opal 2-sluoksnių spalvų raktas	66037881

